

LABINCO, S.A.

Guatemala

MYVOLT™
Touch



Control de pantalla táctil
Pantalla a color brillante
Pantalla de doble orientación y rotación automática
Especificaciones de alto rendimiento

Voltaje máximo 300 V.
Amperaje máximo 400 mA
Potencia máxima: 100W

CE



whatsapp 3671-8810

www.labincorp.com

502-2267-9600



myVolt Touch presenta una interfaz de usuario lógica.

Configurar una serie de electroforesis no podría ser más sencillo; simplemente toque el parámetro para seleccionarlo, presione las flechas "arriba" y "abajo" para ajustar el valor y luego toque "Iniciar".

Todos los parámetros se muestran siempre, sin necesidad de alternar entre Tiempo, Voltaje o Amperaje. Además, siempre se muestra el estado de la ejecución.


Accuris myVolt™ Touch es una fuente de alimentación de electroforesis de caballo de batalla, ideal para la separación eficiente de ácidos nucleicos y proteínas, así como para aplicaciones básicas de transferencia Western.

Cuatro pares de conectores de salida están conectados en paralelo para conectar múltiples tanques de electroforesis.

Una pantalla táctil a color permite configurar y monitorear rápidamente todas las condiciones de funcionamiento, incluido el tiempo de funcionamiento, el voltaje y la corriente.

Los usuarios pueden seleccionar "Corriente constante" o "Voltaje constante" durante una ejecución de electroforesis, manteniendo fijo el parámetro elegido a medida que cambia la resistencia.

El diseño de doble orientación con pantalla giratoria permite instalar myVolt Touch en el lugar más conveniente, en un estante o banco, ahorrando espacio valioso.



Descripción	unidad	Precio unidad
myVolt™ Touch power supply, 115V, E2301 Control de pantalla táctil Pantalla a color brillante Pantalla de doble orientación y rotación automática Especificaciones de alto rendimiento Voltaje máximo 300 V. Amperaje máximo 400 mA Potencia máxima: 100W	1	Q8,402.00
Accuris PowerVolt™ 500V/400mA Power Supply, 115V, E2502-400 Control de pantalla táctil Pantalla a color brillante Pantalla de doble orientación y rotación automática Especificaciones de alto rendimiento	1	Q8,405.00
Accuris PowerVolt™ High Current, 300V/2000mA Power Supply, 115V, F2302-2000 Control de pantalla táctil Pantalla a color brillante Pantalla de doble orientación y rotación automática Especificaciones de alto rendimiento	1	Q16,643.00